




# **Remote TENS Pain Management Solution**

22-041



***Intention for Use:***

***The Remote TENS Pain Management Solution is intended for temporary relief of pain associated with sore and aching muscles due to strain from exercise or normal household and work activities.***



**PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE USING YOUR TENS DEVICE**

**INSTRUCTION MANUAL • ENGLISH & ESPAÑOL**


**STOP! PLEASE ENSURE YOU HAVE ALL OF THE FOLLOWING COMPONENTS BEFORE USING YOUR TENS DEVICE**



Remote Control



Electrical  
Stimulator



1 Oval, 1 Butterfly  
Electrode Pads



USB Cable



Storage Bag



Instruction Manual  
Replacement  
Electrode Order Form

**IF YOU ARE MISSING ANY PARTS, INCLUDING INSERTS OR INSTRUCTION MANUALS, DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE. CONTACT CUSTOMER CARE AT 866-326-1313.**

---

# INDEX

---

Care and Safety Information.....	4-11
Product Features.....	12-13
Charging the Device.....	14-15
Preparing Your Device.....	16
Placement & Treatment.....	17
Pulse Program Descriptions.....	18-19
Selecting Your Gel Pad.....	19
Instructions for Use.....	20-23
Caring for Electrode Pads.....	24
Cleaning and Storage.....	25
Troubleshooting.....	26
Product Specifications.....	27
Warranty Information.....	29-29
Español.....	31-58

---

**Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313**  
**Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST**

Distributed by  
Veridian Healthcare  
1175 Lakeside  
Gurnee, IL 60031  
[www.veridianhealthcare.com](http://www.veridianhealthcare.com)

Made in China

#93-1279 11/16  
©2016 Veridian Healthcare, LLC



---

# IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS

---



**NOTE:** Read all instructions and inserts included with this device carefully before use. The following basic precautions are needed when using an electrical product.

**CAUTION:** Failure to read and observe all precautions could result in injury or equipment damage.

Improper care or use of your device may result in injury, damage to the unit or ineffective treatment. Following these instructions will ensure the device's efficacy and long life.

## **CONTRAINDICATIONS :**

Do not use this device if you have a cardiac pacemaker, implanted defibrillator or other implanted metal or electronic device.

Do not use this device to treat undiagnosed chronic pain.

Do not use this device if you have suspected or diagnosed heart problem.

Do not use this device if you have suspected or diagnosed epilepsy.

Do not use this device if you have a tendency to bleed internally following an injury.

Do not use this device if you recently had surgery, or have ever had surgery on your back.

---

# IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS

---



Do not use this device if areas of skin lack normal sensations, such as skin that tingles or is numb.

Do not use this device during pregnancy.

## GENERAL WARNINGS PRIOR TO USE

- If you are under the care of a Physician, consult with your Physician before using this device
- Long-term effects of this device are not known
- Do not place the device on or close to your heart
- Take care when applying device close to the neck; do not place this device on the front or sides of the neck. Severe spasm of the muscles may occur and the contractions may be strong enough to close the airway or cause difficulty in breathing. Stimulation over the neck could also affect hearing or blood pressure
- Do not apply stimulation across the chest because the introduction of electrical current into the chest may cause rhythm disturbances to the heart
- Do not place the device on or around your head. The effects of stimulation of the brain are unknown

---

# IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS

---



- Do not use this device while sleeping
- Do not use if you feel numbness
- Do not use this device in or close to water
- Use the only on normal, healthy, clean and dry skin. Do not use on or close to open wounds or rashes, or over swollen, red, infected or inflamed skin
- Do not apply stimulation over, or in proximity to, cancerous lesions
- Do not use the device on children or incapacitated persons
- Consult with your physician before using this device, because the device may cause lethal rhythm disturbances to the heart in susceptible individuals

## **GENERAL CAUTIONS PRIOR TO USE**

- Read this manual before using this device for the first time
- Keep this manual available whenever you use this device
- This device is intended for individual person use only
- This device is not effective for pain associated with Central Pain Syndromes, such as headaches

---

## **IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS**

---



- This device is for pain caused by muscle soreness, and should be placed only around muscles where pain originates
- The pain may indicate that you have some other health problem. You should know the reason and source of your pain before using these devices. Do not solely rely on the treatment of this device for pain
- The safety of using this device during pregnancy or birth has not been established
- The effectiveness of this device depends greatly on a person's individual physical condition. It may not always be effective for every user
- If you have had medical or physical treatment for your muscle pain, consult with your treatment provider before using this device. You should contact your physician prior to using this device following recent surgical procedures. Stimulation may disrupt the healing process

---

# IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS

---



## OPERATING WARNINGS & CAUTIONS

- CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN IF YOU HAVE ANY OF THE FOLLOWING:
  - If you have suspected or diagnosed heart problem
  - If you have suspected or diagnosed epilepsy
  - If you have a tendency to bleed internally following an injury
  - If you recently had surgery, or have ever had surgery on your back
  - If areas of skin lack normal sensations, such as skin that tingles or is numb
  - During menstruation or during pregnancy
  - The unit is intended for the temporary relief of pain caused by muscle soreness. The source or cause of the pain should be addressed by a healthcare professional. Pain could indicate an injury or condition that requires treatment
  - Some people may feel skin irritation or experience a very sensitive feeling in the skin due to electrical stimulation. If this occurs, stop using these devices and consult your physician



---

# IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS

---



- If skin under the pad feels irritated after using the stimulator for a long period of time, use the stimulator for a shorter period of time
- Minor redness at stimulation placement is a normal skin reaction. It is not considered a skin irritation, and it will normally disappear within 30 minutes after the electrodes are removed. If the redness does not disappear after 30 minutes from the removal of electrodes, do not use the stimulator again until after the excessive redness has disappeared
- Turn off your device if the stimulation feels unpleasant or does not provide pain relief
- Keep this device out of the reach of children.
- Use this device only with the pads and accessories recommended by the manufacturer
- Do not use this device when driving, operating machinery or when swimming
- Before removing the Electrode Pad, be sure to turn it OFF, avoiding unpleasant stimulation
- TENS is not a substitute for pain medications and other pain management therapies

---

## **IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS**

---



- TENS devices have no curative value
- TENS is a symptomatic treatment and, as such, suppresses the sensation of pain that would otherwise serve as a protective mechanism
- Do not use the unit while sleeping
- After each use, clean any adhesive residue left on the skin with soap and water
- The effectiveness of stimulus therapy varies from person to person. It may not be an effective treatment for all users
- The long-term effects of stimulus therapy are unknown

## **STORAGE WARNINGS & CAUTIONS**

- Storage outside of stated storage temperature may result in measurement error or device malfunction; storage environment temperature is: 14°F – 140°F (-10°C – 60°C); humidity: 30-95% RH
- Keep the unit out of reach of small children

---

## **IMPORTANT SAFEGUARDS WARNINGS & CAUTIONS**

---



- Do not store the device in direct sunlight, dusty or humid environments, or extreme temperatures. Exact figures for appropriate use and storage can be found in the Product Specifications section of this manual

### **CLEANING WARNINGS & CAUTIONS**


- Never immerse the unit in water to clean as it may damage the unit
- Follow the 'Cleaning and Maintenance' portion of this manual for instruction on how to clean and care for your device

---

# PRODUCT FEATURES


---

## *Remote Control*




# PRODUCT FEATURES

## *Electrical Stimulator*



## *Oval Electrode Pad*



---

## CHARGING THE DEVICE


---

**This device includes a rechargeable battery in the remote control and electrical stimulator unit as well as USB cable.**

Before first use, the devices should be charged for approximately 2 hours. Subsequent charging will also take approximately 2 hours.

The Remote Control and Electrical Stimulator Unit are charged following the same steps:

1. Connect the wide end of the USB cable to a wall adapter (not included).
2. Connect the smaller end to the selected device.
3. Each piece has a unique feature to indicate that charging is complete, as illustrated on the facing page.



# CHARGING THE DEVICE



During charging the power indicator light will flash green.


When charging is complete the indicator light will be solid green.

Unplug the wall charger when the charging cycle is complete.

## NOTE:

A full charge will power 20 twenty-minute treatment cycles at a medium intensity setting for the electrical stimulator and 30 twenty-minute treatments for the remote control before needing to be recharged.



During charging battery icon on the upper right of the display will flash. 

When charging is complete the battery icon will be solid.

Unplug the wall charger when the charging cycle is complete.

---



## PREPARING YOUR DEVICE

---

It is necessary to prepare and assemble your device prior to treatment.

**NOTE: Save the plastic film discs for storage after treatment to protect the pads from dirt and debris.**

1. While the stimulator device is OFF (the green power light is NOT illuminated) carefully attach the electrode pads to the control unit via the snap connection points.
2. Pull gently to ensure the electrode pad is firmly attached.
3. Carefully remove the plastic film from the electrode pad.
4. You are ready to apply the pad to the affected treatment area.



**Do not turn the power ON until the device is in place on the user's skin as indicated in the 'Instructions for Use' section of this manual.**



---

# PLACEMENT & TREATMENT

---


## **Read all warnings and cautions completely before use.**

The electrode pads are applied directly to the skin. Clothing may be worn over the device; clothing should not constrict the device and should allow access to the control unit buttons.







Targeted treatment areas may include:

- shoulder
- elbow
- thigh
- knee
- calf
- ankle
- back of neck
- upper back
- lower back

**Never place device on over the heart, on the front or sides of neck or the face.**



# PULSE PROGRAM DESCRIPTIONS

	<b>Pulse Rate</b>	<b>Description</b>	<b>Benefit</b>
P1 	65	Pulse on for 3.4 second and off for 1.6 second	Mild gate pain relief
P2 	13-56	Pulse on for 20 second and off for 1 second	Muscle performance improvement with variable pulse rate
P3 	1.2	Pulse on every 850 milliseconds	Slow endorphin pain relief
P4 	100	Pulse on for 3.6 second and off for 1 second	Quick gate pain relief and strong pulse amplitude
P5 	100	Pulse on for 10 second and off for 2.5 second	Quick gate pain relief
P6 	Combina- tion P1-P5	Combination of the above	All kinds of pain relief

---

## PULSE PROGRAM DESCRIPTIONS

---

The programs are not specific to treatment at a certain body location or to treat a specific ailment or pain.

The sensations may include—massage, acupuncture, tapping, scraping or a combination of the sensations at variable durations and cycles.

Select the program that provides the best relief for your particular ache and pain.




---

## SELECTING YOUR GEL PAD

---

This device includes two sizes of gel electrode pads. There is no functional difference in the pad. Select the size for use most appropriate to the size of the treatment area.



---

## INSTRUCTIONS FOR USE

---

**Read all warnings and cautions completely before use. Recommended treatment time is 20-minutes; consult your healthcare professional for a treatment cycle that best suits your injury. Discontinue use immediately if treatment is uncomfortable or painful.**

1. Treatment area should be clean before applying the control unit. Note that excessive skin lotion or soap residue may affect the adhesiveness of the pad. Only use on HEALTHY skin areas with no cuts, sores or wounds.
2. Apply the pad to the desired treatment area, taking care to ensure the controller is comfortably within reach of your hand for safety and control during treatment.
3. Ensure the electrode pad is smoothly applied and the gel adhesive is holding the pad firmly in place on the skin.


---

# INSTRUCTIONS FOR USE

---

## Instructions for Use **WITHOUT** the Remote Control


4. This device may be used at the default program 1 without the remote control; the remote must be used to access other programs.
5. After the device is applied to the desired treatment area, press the **ON/OFF** button; the green light will illuminate.
6. The TENS unit will begin to operate at the lowest intensity level setting for program 1.
7. Press and release the '+' button to find your desired therapy sensation level. This device offers 20 intensity levels. Press and release the '-' button to reduce the intensity level.
8. The TENS unit will automatically shut off after 20 minutes of operation. Press the **ON/OFF** button to turn the device off at any time during treatment.



# INSTRUCTIONS FOR USE

## Instructions for Use WITH the Remote Control

- After the device is applied to the desired treatment area, press the **ON/OFF** button; the green light will illuminate.
- The power switch is located on the side of the remote control; slide the switch to the **ON** position and the digital display will illuminate.



- To change the mode, while the unit is on/operating, press and release the 'M'; the mode will switch to the next in the sequence of 6 pulse types. The current mode in use will flash on the display. See page 18 for a detailed description of each pulse type. When changing modes, the intensity will revert to level 1 (lowest sensation).



- The sensation should be strong but comfortable; press the + or - button at any time during the treatment to change the intensity as desired.


---


# INSTRUCTIONS FOR USE

---

**Until you are familiar with use of the unit, begin with the lower intensity levels and gradually progress to more advanced levels as you feel comfortable.**

---

 The key icon will remain solid while the device is active, and flash while it is paused.

 The intensity level is immediately visible at a glance during use.

---

- The timer default treatment time is 20-minutes. To adjust the time in 10 minute increments, press and release the 'T' button to scroll to the desired time up to 60 minutes.
- To discontinue use prior to the end of treatment time, press **PLAY/PAUSE (>II)** button or slide the power to the OFF position.
- Be sure the device is OFF (no sensation is felt) before removing the device from your skin. Take care during removal to best protect the adhesive and preserve the life of the electrode pad.
- Place the plastic cover over the gel side of the pad to prevent them from drying out.
- To conserve the battery and prevent shocks, the device will automatically power off when not in use.

## **NOTE:**

You may wish to clean the treatment site after use to remove any adhesive residue from the electrode pad.

---

---

# CARING FOR THE ELECTRODE PADS

---

## **Gel electrode pads**

- The electrode pads can be reused as long as they retain their stickiness. Cover the pads with the included film pieces when not in use to prevent them from drying out
- Properly cared for, the electrode pads may last up to 50 uses; the life of the electrode pad is largely dependent upon proper care and the condition of the skin as applied for use
- To help prolong the life of the electrode pad, between uses, moisten the gel side of the pad with a drop of water and allow to dry; replace the film for storage
- If you notice that the pads have become dry, no longer adhere well to the skin, or begin to irritate the skin, they are in need of replacement.

Replacement pads are available through Veridian Healthcare at 866-326-1313, by using the enclosed order form or through many major retailers and ecommerce sites.



---

# CLEANING AND STORAGE

---

## Cleaning

- Unsnap the electrode pad before cleaning the device
- The Electrical Stimulator and Remote Control can be cleaned with a soft, dry cloth
- Never use cleaning agents or excessive water to clean any part of the unit. Do not submerge any part of the unit or let it get wet
- Never disassemble the unit or attempt to repair the control unit

## Storage

- Always use the included plastic film to protect the gel electrode from dust and debris
- If the device will not be used for several days or longer, place the film cover over the electrode pads to prevent drying out or getting dirt and debris on them
- Store all components in the included bag while not in use
- Storing the pads in a plastic zip bag will help prevent the gel pads from drying out prematurely
- Protect the unit from mechanical shock or heavy impact
- Avoid exposure to extreme temperatures

---

# TROUBLESHOOTING

---

<b>Problem</b>	<b>Solution</b>
Display does not illuminate/ is weak / Control unit will not turn on	Recharge the batteries on both the Electrical Stimulator and Remote Control
Intensity output is low / no stimulation is occurring	Electrode pad may be dirty; clean and attempt again. Confirm that the electrode snaps are firmly connected to the control unit. Battery power is low, recharge the battery. Device may not be applied properly; ensure the gel pad is making complete contact with the skin.
Electrode pads are not adher- ing to the skin	Review the 'Caring for Electrode Pads' section of this manual; pads may need to be replaced

---

# PRODUCT SPECIFICATIONS

---

<b>NAME</b>	Remote TENS Pain Management Solution
<b>MODEL NUMBER</b>	22-041
<b>CHANNEL</b>	Single Channel
<b>OUTPUT VOLTAGE</b>	0~42V +/- 20% (at 500Ohm load)
<b>PULSE INTENSITY</b>	0~84mA +/- 20%; 0~20 stages adjustable
<b>PULSE WIDTH</b>	0~100 uS
<b>PULSE RATE</b>	0 ~ 200Hz
<b>AUTOMATIC SHUT-OFF</b>	After completion of set therapy treatment time; 10–60 minutes maximum
<b>POWER SOURCE</b>	Rechargeable Lithium Polymer Battery
<b>OPERATION ENVIRONMENT</b>	Temperature 50 F - 104 F (-10 C - 40C); Humidity 30% - 85%
<b>STORAGE ENVIRONMENT</b>	Temperature 14 F - 140 F (-10 C - 60 C); Humidity 30% - 95%
<b>DEVICE DIMENSIONS</b>	3-1/2" x 1-5/8" x 3/8"
<b>WEIGHT</b>	Controller weight 1.3 oz
<b>INCLUDED</b>	Electrical stimulator, remote control, large oval gel electrode pad, butterfly gel electrode pad, USB cable, instruction manual, storage bag, replacement electrodes order form
<b>AVAILABLE SEPARATELY</b>	Replacement electrodes 2-pack, 22-047

*Specifications are subject to change without notice*

---

# 1-YEAR LIMITED WARRANTY

---

Congratulations on your purchase of the TENS Pain Management Solution. Your TENS Pain Management Solution is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

The Warrantor warrants that its TENS Pain Management Solution will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of one year for the original purchaser of the product.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the TENS Pain Management System for commercial purposes or subjecting the TENS Pain Management System to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of the Warrantor, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the TENS Wired Pain Management Solution.

If the TENS Pain Management Solution fails to conform to this limited warranty, return the TENS Pain Management Solution postage prepaid to: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product

---

# 1-YEAR LIMITED WARRANTY

---

to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, the Warrantor will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.


Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.





# ***Solución a control remoto TENS para alivio del dolor***

22-041



## ***Intención de uso:***

***La solución de gestión de dolor de decenas está indicada para el alivio temporal del dolor asociado con los músculos adoloridos en las parte baja de la espalda debido a la tensión de ejercicio o normal del hogar y las actividades laborales.***



**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE  
COMENZAR A USAR EL DISPOSITIVO TENS**

**INSTRUCTION MANUAL • ESPAÑOL**


**¡ALTO! ASEGÚRESE DE TENER TODOS  
LOS COMPONENTES QUE SE INDICAN A  
CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR SU  
DISPOSITIVO TENS.**



Control remoto



Estimulador  
eléctrico



1 almohadilla de  
electrodos ovalada  
y 1 en forma de  
mariposa



Cable USB



Bolso de  
Almacenaje



Manual de  
instrucciones  
Formulario de  
pedido de electrodo  
de repuesto

**SI LE FALTA ALGUNA PARTE, INCLUIDOS LOS FOLLETOS  
O MANUALES DE INSTRUCCIONES, NO LO DEVUELVA AL  
LUGAR DONDE LO COMPRÓ. COMUNÍQUESE CON EL SER-  
VICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 866-326-1313**



---

# INDEX

---

Medidas importantes de seguridad.....	34-41
Características del producto .....	42-43
Carga del dispositivo .....	44-45
Preparación de su unidad .....	46
Colocación y tratamiento .....	47
Descripción del programa de pulsos.....	48-49
Instrucciones de uso .....	50-53
Cuidado de las almohadillas de electrodos .....	54
Mantenimiento, limpieza y almacenaje .....	55
Solución de problemas .....	56
Especificaciones del producto.....	57
Garantía.....	58-59

---

**Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313**  
**Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST**

Distributed by  
Veridian Healthcare  
1175 Lakeside  
Gurnee, IL 60031  
[www.veridianhealthcare.com](http://www.veridianhealthcare.com)

Made in China

#93-1279 11/16  
©2016 Veridian Healthcare, LLC



---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---



**NOTA:** Antes de su uso, lea detenidamente todas las instrucciones y los folletos que se incluyen con este dispositivo. Cuando se usa un producto eléctrico se deben tener en cuenta las siguientes precauciones básicas.

**PRECAUCIÓN:** Si no lee ni presta atención a todas las precauciones, puede resultar lesionado o dañar el equipo.

El cuidado o uso inadecuado de su dispositivo puede ocasionarle lesiones, dañar la unidad o hacer que el tratamiento no sea efectivo. Si sigue estas instrucciones, se garantizará la precisión y vida útil prolongada del dispositivo.

## **CONTRAINDICACIONES:**

No use este dispositivo si tiene un marcapasos cardíaco, un desfibrilador implantable o cualquier otro dispositivo de metal o electrónico implantado

No use este dispositivo para el tratamiento del dolor crónico no diagnosticado

No use este dispositivo si le han diagnosticado problemas cardíacos o existen sospechas de que los padece

No use este dispositivo si le han diagnosticado epilepsia o existen sospechas de que la padece

No use este dispositivo si tiene tendencia a sangrar internamente

---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---



luego de una herida

No use este dispositivo si ha tenido una operación en la espalda o un procedimiento quirúrgico reciente

No use este dispositivo si tiene anomalías en la sensibilidad de la piel, por ejemplo hormigueo o adormecimiento

No use este dispositivo durante el embarazo

## **GENERAL ADVERTENCIAS ANTES DE USAR**

- Si usted está bajo el cuidado de un médico, consulte con su médico antes de usar este dispositivo
- No se conocen los efectos a largo plazo • de este dispositivo
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de tu corazón
- Tenga cuidado al aplicar el dispositivo cerca del cuello; No coloque este aparato sobre la frente o los lados del cuello. Severo espasmo de los músculos puede ocurrir y las contracciones pueden ser lo suficientemente fuertes como para cerrar las vías respiratorias o causar dificultad en la respiración. Estimulación sobre el cuello también podría afectar audición o la presión arterial
- No aplique la estimulación en el pecho debido a la introducción de corriente eléctrica en el pecho puede provocar alteraciones del ritmo del corazón

---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---



- No coloque el dispositivo sobre o alrededor de su cabeza. Se desconocen los efectos de la estimulación del cerebro
- No utilice este aparato mientras duerme
- No utilice si usted siente entumecimiento
- No utilizar estos dispositivos en o cerca del agua
- Utilice el único en normal, sano, limpie y seque la piel. No utilice en o cerca de heridas abiertas o erupciones o sobre la piel hinchada, enrojecida, infectada o inflamada
- No aplicar estimulación sobre o cerca de lesiones cancerosas
- No utilice el aparato en niños o incapacitados personas
- Consulte con su médico antes de usar este dispositivo, porque el dispositivo puede causar alteraciones del ritmo letal al corazón en personas susceptibles

## **PRECAUCIONES GENERALES ANTES DEL USO**

- Lea este Manual del usuario antes de utilizar este aparato por primera vez
- Guarde este manual disponible cuando se utiliza este dispositivo
- Este dispositivo está diseñado para un uso individual de la persona

---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---



- Este dispositivo no es eficaz para el dolor asociado con síndromes de dolor Central, tales como dolores de cabeza
- Este dispositivo es para el dolor causado por dolores musculares y debe ser colocado solamente alrededor de los músculos donde se origina el dolor
- El dolor puede indicar que usted tiene algún otro problema de salud. Usted debe saber la razón y la fuente del dolor antes de utilizar estos dispositivos. No confíe únicamente en el tratamiento de este dispositivo para el dolor
- La seguridad de la utilización de este producto durante el embarazo o el parto no se ha establecido
- La eficacia de este dispositivo depende enormemente de la condición física individual de la persona. No siempre puede ser eficaz para todos los usuarios
- Si ha tenido tratamiento médico o físico para el dolor de músculo, consulte a su proveedor de tratamiento antes de usar este dispositivo. Usted debe contactar a su médico antes de usar este dispositivo siguiendo procedimientos quirúrgicos recientes. Estimulación puede interrumpir el proceso de curación

---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

- CONSULTE CON EL MÉDICO SI USTED TIENE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES:
  - Si tiene sospecha o diagnóstico de problema cardíaco
  - Si tiene sospecha o epilepsia diagnosticada
  - Si usted tiene una tendencia a sangrar internamente después de una lesión
  - Si usted recientemente operaron, o alguna vez ha habia tenido cirugía en la espalda
  - Si las áreas de piel carecen de sensaciones normales, como hormigueo o entumecimiento en la piel
  - Durante la menstruación o durante el embarazo
- La unidad está diseñado para el alivio temporal del dolor causado por el dolor muscular. La fuente o la causa del dolor debe abordarse por un profesional de la salud. El dolor podría indicar una lesión o condición que requiere tratamiento
- Algunas personas pueden sentir irritación de la piel o experimentar una sensación muy sensible en la piel debido a la estimulación eléctrica. Si esto ocurre, deje de usar estos dispositivos y consulte a su médico

---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---



- Si la piel debajo de la almohadilla se siente irritada después de usar el aparato durante un largo periodo de tiempo, utilice el estimulador para un período más corto de tiempo
- Leve enrojecimiento en la colocación de estimulación es una reacción normal de la piel. No se considera una irritación de la piel, y normalmente desaparecerá dentro de 30 minutos después de desconectar los electrodos. Si el enrojecimiento no desaparece después de 30 minutos con la remoción de los electrodos, no utilice el estimulador nuevamente hasta después de la irritación excesiva ha desaparecido
- Apagar el dispositivo si la estimulación se siente desagradable o no proporciona alivio del dolor
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños
- Utilice este aparato sólo con los pads y los accesorios recomendados por el fabricante
- No use este dispositivo al conducir, operar maquinaria o al nadar
- Antes de retirar el pista del electrodo, no olvide de apagarlo, evitando la estimulación desagradable
- Si el dolor no mejora, (!) o si continúa durante cuatro a seis días, deje de usar este dispositivo y consulte a su médico

---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---



- TENS no es un sustituto de medicamentos para el dolor y otras terapias de manejo de dolor
- DECENAS dispositivos no tienen ningún valor curativo
- TENS es un tratamiento sintomático y, como tal, suprime la sensación de dolor que de lo contrario serviría como un mecanismo de protección
- No utilice la unidad mientras duerme
- Después de cada uso, limpie cualquier residuo de adhesivo dejar sobre la piel con agua y jabón
- La eficacia de la terapia de estímulo varía de persona a persona. No puede ser un tratamiento eficaz para todos los usuarios
- Se desconocen los efectos a largo plazo de la terapia de estímulo

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenamiento fuera de la temperatura de almacenamiento indicado puede resultar en falla de error o dispositivo de medición; temperatura ambiente de almacenamiento es: 14° F a 140° F (10° C a 60° C); humedad: 30-95% RH



---

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

---




- Mantenga la unidad fuera del alcance de niños pequeños
- No guarde el dispositivo en la luz sol directa, ambientes polvorientos o húmedos o temperaturas extremas. Cifras exactas para el uso apropiado y el almacenamiento de información se pueden encontrar en la sección de especificaciones de este manual

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE LIMPIEZA**

- Nunca sumerja la unidad en agua para limpiar ya que puede dañar la unidad
- Siga la porción "Limpieza y mantenimiento" de este manual para instrucciones sobre cómo limpiar y cuidar de su dispositivo


# FUNCIONES DEL PRODUCTO

## Unidad de control




# FUNCIONES DEL PRODUCTO

## *Estimulador eléctrico*



## *Almohadilla de electrodos ovalada*



---

# CARGA DEL DISPOSITIVO


---

**Este dispositivo incluye una batería recargable en el control remoto, una unidad para estimulación eléctrica y un cargador de pared con cable USB.**

Antes de usar los dispositivos por primera vez, se los deberá cargar durante aproximadamente 2 horas. Las cargas siguientes también deberán ser de aproximadamente 2 horas.

Para cargar el control remoto y la unidad para estimulación eléctrica siga los siguientes pasos:

1. Conecte el extremo ancho del cable USB al adaptador de pared.
2. Conecte el extremo más pequeño al dispositivo seleccionado.
3. Cada pieza tiene una característica propia para indicar que la carga está completa, tal como se indica en la página opuesta.



# CARGA DEL DISPOSITIVO



Durante la carga la luz del indicador de energía parpadeará en color verde.

Cuando la carga está completa la luz del indicador quedará fija en verde.

Desenchufe el cargador de pared al finalizar el ciclo de carga

## NOTA:

Una carga completa servirá para 20 ciclos de tratamiento de veinte minutos de intensidad media para el estimulador eléctrico y 30 tratamientos de veinte minutos para el control remoto antes de necesitar una recarga.



Durante la carga el ícono de batería que se encuentra en la parte superior derecha del visor parpadeará.

Cuando la carga esté completa el ícono de batería se estabilizará.



Desenchufe el cargador de pared al finalizar el ciclo de carga.

# PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

Es necesario preparar y armar el equipo antes del tratamiento.

**NOTA: Conserve los discos de película plástica para guardar los electrodos después del tratamiento y protegerlos de la suciedad.**

1. Mientras el dispositivo estimulador está en **OFF** (APAGADO) (la luz verde NO está iluminada) adhiera cuidadosamente las almohadillas de electrodos a la unidad de control mediante los puntos de conexión a presión.
2. Tire suavemente para asegurar que la almohadilla de electrodos está firmemente adherida.
3. Quite cuidadosamente la película plástica de la almohadilla de electrodos.
4. Está listo para aplicar la almohadilla a la zona de tratamiento afectada.



Es necesario preparar y armar el equipo antes del tratamiento.

**NOTA: Conserve los discos de película plástica para guardar los electrodos después del tratamiento y protegerlos de la suciedad.**

---

# COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO


---

**Lea todas las advertencias y precauciones antes de usar.** Los electrodos se aplican directamente sobre la piel. Ropa puede ser usado sobre el dispositivo; la ropa no debe restringir el dispositivo y debe permitir el acceso a los botones de la unidad de control.







Áreas de tratamiento específicas pueden incluir:

- hombro
- codo
- muslo
- rodilla
- becerro
- tobillo
- parte posterior del cuello
- espalda superior
- zona lumbar

**Nunca coloque el aparato sobre el corazón, en la frente o los lados de la cara o el cuello.**



# DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAS

	Pulse Rate	Description	Benefit
P1 	65	Pulse encender durante 3,4 segundos y apagar durante 1,6 segundos	Alivio leve a través de la puerta del dolor
P2 	13-56	Pulse encender durante 20 segundos y apagar durante 1 segundo	Mejora de la función muscular con frecuencia variable de pulso
P3 	1.2	Pulse encender cada 850 ms	Alivio lento del dolor con endorfina
P4 	100	Pulse encender durante 3,6 segundos y apagar durante 1 segundo	Alivio rápido a través de la puerta del dolor y fuerte amplitud de pulso
P5 	100	Pulse encender durante 10 segundos y apagar durante 2,5 segundos	Alivio rápido a través de la puerta del dolor
P6 	Combinación P1-P5	Combinación de los anteriores	Todo tipo de alivio del dolor



---

# DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAS

---

Los programas no son específicos para el tratamiento en una determinada zona del cuerpo o para tratar un dolor o problema determinado.

Las sensaciones pueden incluir: masaje, acupuntura, punción, raspado o una combinación de ellas con duración y ciclos variables.




Seleccione el programa que le brinde el mejor alivio para su dolor.

---

## CÓMO ELEGIR SU ALMOHADILLA DE GEL

---

Este dispositivo incluye dos tamaños de almohadillas de gel para electrodos. No existe diferencia funcional en la almohadilla. Seleccione el tamaño que sea más adecuado a la dimensión de la zona de tratamiento.



---

# INSTRUCCIONES DE USO

---

**Lea todas las advertencias y precauciones antes del uso. El tiempo de tratamiento recomendado es de 20 minutos; consulte con su profesional de la salud el ciclo de tratamiento que mejor se adapte a su lesión. Interrumpa inmediatamente el uso si el tratamiento es incómodo o doloroso.**

1. Limpie el área de tratamiento antes de aplicar la unidad de control. Una cantidad excesiva de loción para la piel o residuos de jabón, puede afectar la adherencia de la almohadilla. Se debe usar solo sobre zonas de piel SANA, sin cortes, llagas o heridas.
2. Aplique la almohadilla al área de tratamiento que desee; asegúrese de tener el controlador al alcance de su mano para seguridad y para el control durante el tratamiento.
3. Asegúrese de aplicar suavemente la almohadilla de electrodos y que el adhesivo en gel la sujete firmemente sobre la piel.


---

# INSTRUCCIONES DE USO

---

## Instrucciones para usar SIN control remoto


- Este dispositivo se puede usar en el programa predeterminado 1 sin el control remoto, el cual se debe usar para acceder a los demás programas.
- Después de colocar el dispositivo en la zona de tratamiento, presione el botón de **On/Off** (Encendido/Apagado); se iluminará la luz verde.
- La unidad TENS comenzará a funcionar en el nivel más bajo de intensidad para el programa 1.
- Presione y suelte el botón '+' para encontrar el nivel deseado de sensibilidad para la terapia. Este dispositivo ofrece 20 niveles de intensidad. Presione y libere el botón '-' para bajar el nivel de intensidad.
- La unidad TENS se apagará automáticamente luego de 20 minutos de funcionamiento. Presione el botón de **On/Off** (Encendido/Apagado) para apagar el dispositivo en cualquier momento durante el tratamiento.



# INSTRUCCIONES DE USO

## Instructions for Use WITH the Remote Control

1. Después de colocar el dispositivo en la zona de tratamiento, presione el botón de **On/Off** (Encendido/Apagado); se iluminará la luz verde.
2. El interruptor se encuentra en el lateral del control remoto; deslícelo a la posición de **On** (Encendido) y se iluminará el visor digital.



3. Para cambiar el modo mientras la unidad está encendida/funcionando, presione y suelte 'M'; el modo cambiará al siguiente en la secuencia de 6 tipos de pulso. En el visor se indicará el modo que está actualmente en uso. Consulte la página 18 para una descripción detallada de cada tipo de pulso. Al cambiar de modo, la intensidad volverá al nivel 1 (la sensación más baja).
4. La sensación debe ser fuerte pero confortable; presione el botón + o - en cualquier momento durante el tratamiento para cambiar la intensidad si así lo desea.




---

# INSTRUCCIONES DE USO

---

**Hasta que se familiarice con el uso de la unidad, comience con los niveles más bajos de intensidad, y continúe gradualmente hacia los niveles más avanzados en la medida que se sienta cómodo.**



5. El tiempo de tratamiento predeterminado es de 20 minutos. Para ajustar el tiempo en incrementos de 10 minutos, presione y suelte el botón 'T' para pasar al tiempo que desee hasta 60 minutos.
6. Para interrumpir el uso antes de finalizar el tiempo de tratamiento, presione el botón **PLAY/PAUSE (>II)** (EJECUTAR/PAUSA) o deslice el interruptor a la posición **Off** (Apagado).
7. Asegúrese de que el dispositivo esté **Off** (Apagado) (no hay sensación) antes de quitarlo de su piel. Cuando lo quite tenga cuidado de proteger el adhesivo y conservar la vida útil de la almohadilla de electrodos.
8. Coloque la cubierta plástica sobre el lado de gel de la almohadilla para evitar que se seque
9. Para conservar la batería y evitar descargas, el dispositivo se deberá apagar inmediatamente cuando no se usa.

## **NOTA:**

Después del uso puede limpiar la zona de tratamiento para eliminar cualquier residuo de adhesivo proveniente de las almohadillas de electrodos.

---

# CUIDADO DE LAS ALMOHADILLAS DE ELECTRODOS

---

## **Almohadillas de gel para electrodos**

- Las almohadillas de electrodos se pueden volver a usar siempre y cuando conserven la pegajosidad. Cuando no están en uso, cúbralas con el film que se incluye para evitar que se sequen
- Con los cuidados adecuados, las almohadillas de electrodos se pueden usar hasta 50 veces; su vida útil depende en gran medida de un buen cuidado y de la condición de la piel sobre la que se las va a usar.
- Para prolongar la vida útil de la almohadilla de electrodos, entre usos humedezca el lado con gel de la almohadilla con una gota de agua y deje secar; cambie el film para guardarla
- Si nota que las almohadillas están secas, ya no se adhieren bien a la piel o comienzan a irritarla, entonces hay que cambiarlas.

Puede solicitar las almohadillas de repuesto a Veridian Healthcare llamando al 866-326-1313, utilizando el formulario de pedido que se adjunta, o las puede obtener en los principales minoristas o sitios de comercio electrónico.

---

# LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

---

## Limpieza

- La unidad de control se puede limpiar con un paño suave y seco
- No use nunca agentes de limpieza o agua en exceso para limpiar cualquiera de las partes de la unidad. No sumerja ni deje que se mojen ninguna de las partes de la unidad
- Nunca desarme ni intente reparar la unidad

## Almacenamiento

- Use siempre las películas de plástico que se incluyen para proteger al electrodo de gel de la suciedad
- Si el dispositivo no se va a usar por varios días o por un período prolongado coloque la cubierta de película sobre las almohadillas de electrodos para evitar que se sequen o se ensucien
- Guarde todos los componentes en la bolsa que se incluye cuando no los use
- Si guarda las almohadillas en una bolsa plástica con cierre, evitará que las almohadillas de gel se sequen antes de tiempo
- Proteja la unidad de golpes mecánicos o de impactos fuertes.
- Evite la exposición a temperaturas extremas

---

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
El visor no se ilumina/está débil / La unidad de control no se enciende	Recargue la batería.
La intensidad es baja / no se produce la estimulación	Puede ser que la almohadilla de electrodos esté sucia; límpiela e intente de nuevo. Verifique que los cables del electrodo están firmemente conectados a la unidad de control. La batería está baja, recárguela. El dispositivo no está colocado correctamente; asegúrese de que AMBAS almohadillas con el mismo cable estén adheridas al cuerpo.
Las almohadillas de electrodos no se adhieren a la piel	Revise la sección 'Cuidado de las almohadillas de electrodos' de este manual; es probable que necesite cambiar las almohadillas



# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>NOMBRE</b>	Solución a control remoto TENS para alivio del dolor
<b>NÚMERO DEL MODELO</b>	22-041
<b>CANAL</b>	Dual Channel
<b>VOLTAJE DE LA SALIDA</b>	0~42V +/- 20% (at 500Ohm load)
<b>INTENSIDAD DEL PULSO</b>	0~84mA +/- 20%; 0~18 stages adjustable
<b>ANCHURA DE PULSO</b>	0~100 $\mu$ S
<b>PULSO</b>	0 ~ 200Hz
<b>APAGADO AUTOMÁTICO</b>	Al finalizar el tiempo fijado para el tratamiento de terapia; 10 a 60 minutos como máximo
<b>POWER SOURCE</b>	Batería recargable de polímero de litio
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>	Temperatura 50°F - 104°F (10°C - 40°C); Humedad 40% - 90%
<b>AMBIENTE ENVIRONMENT</b>	Temperatura 14°F - 140°F (-10°C - 60°C); Humedad 30% - 95%
<b>CONTROLADOR DIMENSIONES</b>	3-1/2" x 1-5/8" x 3/8"
<b>PESO</b>	Peso del regulador 1.3 oz
<b>INCLUDE</b>	Unidad de control, cable de electrodo con 2 conectores, 2 juegos de dos almohadillas de electrodos, tablero plástico para almacenaje, cable USB, manual de instrucciones, bolsa, formulario para solicitar electrodos de reemplazo
<b>ACCESORIOS</b>	Replacement electrodes 2-pack, 22-047

*Specifications are subject to change without notice*

---

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

---

Felicitaciones por su compra de un TENS. Su TENS está cubierto por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra y está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

El warrantor garantiza que su TENS estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor por el tiempo que el comprador original sea propietario del producto.

Se excluyen de la cobertura el mantenimiento periódico, las reparaciones y el reemplazo de partes debidos al desgaste normal. Los defectos o daños que resulten de: (a) la operación incorrecta, el almacenamiento incorrecto, el uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, como el daño físico (grietas, raspones, etc.) en la superficie del producto resultado del uso inadecuado; (b) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, polvo o suciedad en general, calor extremo, o alimentos; (c) el uso del TENS con propósitos comerciales o someter al TENS a un uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no son culpa de warrantor, se excluyen de la cobertura. Esta garantía no cubre baterías ni otras fuentes de energía que se puedan suministrar o usar con el Producto.

Si la solución de gestión del dolor TENS falla en cumplir con esta garantía limitada, la solución de gestión del dolor TENS franqueo prepagado a devolver:

**Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031.** Cuando devuelva un producto, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según lo que elija, el

---

## **GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**

---

warrantor reparará o reemplazará la unidad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO EL WARRANTOR SERÁ RESPONSABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN LAS MÁS AMPLIAS EXTENSIÓN EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.

**PLEASE FILL-IN INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE AND ATTACH YOUR RECEIPT BELOW.**

This information is necessary should you need to contact Customer Care in the future.

**COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA Y ADJUNTE ABAJO SU COMPROBANTE.**

Esta información es necesaria para el caso que en el futuro usted necesite comunicarse con Atención al Cliente.

Model / Modelo: **22-041**

Name / Nombre: **TENS Remote**

Date Purchased / La Fecha Compró: \_\_\_\_\_

Store Name / Nombre del Almacén: \_\_\_\_\_

Lot No. (located on the back of the controller)/

Lot No. (localizado en la parte inferior del monitor) \_\_\_\_\_

**ATTACH RECEIPT HERE  
ADJUNTE AQUÍ EL RECIBO**