



by Veridian Healthcare

Soothing Gel Eye Mask

Model: 24-809

Non-Toxic • Use only as directed

DIRECTION FOR USE:

Always inspect pack for cracks or tears before use. Do not exceed recommended therapy time of 20 minutes. CONSULT THE BELOW INSTRUCTIONS FOR DETAILED WARNINGS AND CAUTIONS. Monitor skin during use.

COLD THERAPY

Place gel pack in refrigerator or freezer for a minimum of 1 hour before use. Gel pack may be stored in refrigerator or freezer for immediate use.

CAUTION:

It is recommended that you wrap the compress in a towel or cloth before application. For external use only. Do not use bag if it is punctured, torn or leakage occurs.

WARNING:

Use carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin areas or in the presence of poor circulation. Extreme cold may cause frostbite. Stop treatment immediately and seek medical attention for a reaction to skin, pain or severe discomfort. The unattended use of Gel Eye Mask by children, elderly or incapacitated persons may be dangerous. Cold therapy is not recommended for people with circulatory problems, Raynauds Syndrome or diabetes without consent by your physician.

If gel comes in contact with eyes or open wound, flush with water. If gel comes in contact with skin, remove any contaminated clothing and wash the area with mild soap and water. Seek medical attention for any persistent symptoms including irritation or redness.

This product is non-toxic. Discard if bag becomes damaged or leaks. Do not mix with combustible materials.

**Toll-Free
Customer Care Help Line:
1-866-326-1313
Monday – Friday
8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST
www.veridianhealthcare.com**

Manufactured for:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Made in China

#93-1472 10/19
©2019 Veridian Healthcare, LLC

Máscara de gel calmante

Modelo: 24-809

No tóxica • Úsela sólo según las instrucciones

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre revise el envase antes de usarlo para verificar que no esté agrietado ni roto. No exceda el tiempo recomendado de terapia de 20 minutos. CONSULTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. Controle la piel durante el uso.

CRIOTERAPIA

Coloque la compresa de gel en el refrigerador o freezer durante 1 hora como mínimo antes del uso. La compresa de gel se puede guardar en el refrigerador o freezer para uso inmediato..

PRECAUCIÓN:

Se recomienda envolver la compresa en una toalla o paño antes de aplicarla. Sólo para uso externo. No use la bolsa si está perforada, rota o gotea.

ADVERTENCIA:

Úsela con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No se debe usar sobre áreas de la piel sensibles o si tiene mala circulación. El frío extremo puede causar una quemadura por frío. Si se produce una reacción en la piel, dolor o malestar grave, suspenda inmediatamente el tratamiento y procure atención médica. Puede ser peligroso el uso no supervisado de la máscara de gel por parte de niños, ancianos o personas discapacitadas. No se recomienda la crioterapia en personas con problemas circulatorios, Síndrome de Raynauds o diabetes sin la autorización de su médico.

Si el gel entra en contacto con los ojos o con una herida abierta, enjuague con agua. Si el gel entra en contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lave bien la zona con agua y jabón neutro. Procure atención médica si persiste algún síntoma, incluso irritación o enrojecimiento.

Este producto no es tóxico. Descarte la bolsa si está dañada o gotea. No mezcle el producto con material combustible.

**Toll-Free
Customer Care Help Line:
1-866-326-1313
Monday – Friday
8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST
www.veridianhealthcare.com**

Manufactured for:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Made in China

#93-1472 10/19
©2019 Veridian Healthcare, LLC