



Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach

One-step cleaning, disinfecting and deodorizing of hard, nonporous surfaces



For more information,
contact your Clorox sales
representative or call
800-234-7700.

email:
healthcare@clorox.com
visit us:
www.cloroxhealthcare.com



- 1. REMOVE** gross soil if visible.* When disinfecting *C. difficile* spores, always clean surfaces prior to disinfecting.



- 2. WIPE** surface with towel until completely wet. Gloves should be worn.



- 3. To DISINFECT**, allow surface to remain wet for 1 minute. To kill TB, allow 2 minutes contact at room temperature. To kill *C. difficile* spores, allow 5 minutes contact.



- 4. WIPE** with a clean, damp cloth. Allow to air dry. Discard used towel.

This product may be used on stainless steel, glazed ceramic tile, hard plastics, nonporous vinyl, painted surfaces, Plexiglas®, laminated plastic countertops, fiberglass (sealed) surfaces, glazed porcelain and glass.

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not use this product with ammonia or acids such as vinegar, rust removers or toilet bowl cleaners. Not intended for use on fabrics. Use by expiration date.

* This is a one-step product. Pre-cleaning is required only if blood, vomit, fecal matter or other soil is visible or in advance of disinfecting *C. difficile* spores. Use as directed on pre-cleaned hard, nonporous surfaces.

Plexiglas is a trademark of Arkema France Corporation.



Limpiador Dispatch® para Uso en Hospitales Toallitas Desinfectantes con Blanqueador

Limpia, desinfecta y desodoriza superficies duras y sin poros en un sólo paso

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Clorox o llame al **800-234-7700**.
correo electrónico: healthcare@clorox.com
visítenos:
www.cloroxhealthcare.com



- 1. QUITE** la mugre visible.*
Para las esporas de *C. difficile*, limpie siempre la superficie antes de desinfectar.



- 2. LIMPIE** la superficie con una toallita hasta que esté completamente mojada. Se deben usar guantes.



- 3. Para DESINFECTAR**, deje que la superficie permanezca mojada durante 1 minuto. Para eliminar la TB, deje en contacto 2 minutos a temperatura ambiente. Para eliminar las esporas de *C. difficile* deje en contacto 5 minutos.



- 4. LIMPIE** con un paño limpio y húmedo. Deje secar al aire. Tire la toallita usada.

Este producto se puede usar en acero inoxidable, azulejo de cerámica barnizado, plásticos duros, vinilo sin poros, superficies pintadas, Plexiglas®, mostradores laminados en plástico, superficies de fibra de vidrio (selladas), porcelana barnizada y vidrio.

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de usarlo. No utilice este producto con amoníaco ni ácidos como vinagre, removedores de óxido o productos para limpiar el inodoro. No está hecho para usar en telas. Utilice antes de la fecha de vencimiento.

* Este es un producto de un sólo paso. Se requiere una limpieza previa sólo si se trata de sangre, vómito, materia fecal u otra mugre visible o si se anticipa desinfectar las esporas de *C. difficile*.
Use como se indica en las superficies duras y sin poros previamente limpias.

Plexiglas es una marca registrada de Arkema France Corporation.